



ARTIKELNR: 3126

## TOBIN Ögondusch 2x1liter Refill

### FÖRVARING

Flaskan bör förvaras i de för produkten avsedda väggställen.

### TEMPERATUR

Förvaringstemperatur +2 till +35°C.

### HÅLLBARHET

3 år. Utgångsdatum tryckt på flaskans etikett.

### UV-STRÅLNING

Hållbarheten kan försämrans om flaskan utsätts för UV-strålning.

### INNEHÅLL

Renat vatten och Natriumklorid (0,9%)