




MERMAID  
MEDICAL®

CROSSING EXPERTISE




## SnareCoil®



**Benmärgsbiopsinål • Aspirationsnål**

# SnareCoil® benmärgsbiopsinål



SnareCoil® benmärgsbiopsinål är ett unikt och patenterat biopsiinstrument som ger långa och intakta biopsier.

SnareCoil®:s innovativa design omsluter provet och fångar långa och icke fragmenterade vävnadsprover.

Den interna fjädern fångar biopsin, kapar delvis av den, och försluter den säkert.

Fjädern manövreras av en spak i SnareCoil®:s handtag ("OPEN/CLOSED").

Därmed eliminerar man behovet av att behöva vrida eller manipulera nålen för att erhålla ett vävnadsprov, vilket förenklar biopsiproceduren.

## SnareCoil®

- ▶ "OPEN/CLOSED" låsmekanismen fångar och säkrar intakta prover.
- ▶ Extra skarp nålspets möjliggör en smidig penetration av cortex.
- ▶ "Quintuple Peaks" på kanylspetsen för att säkerställa en överlägsen snittförmåga.
- ▶ Ergonomiskt handtag designat för att minimera överbelastning.
- ▶ Markeringar på mätstaven för att kontrollera biopsilängden.
- ▶ Toppskydd/guide för att skydda användaren från oavsiktliga nålstick.
- ▶ NeedleVISE™ ingår för att undgå sticksador.



Konformad tipp reducerar införingskraften



SnareCoil® Låsmekanism som säkerställer stora intakta biopsier.



Markerad mätsticka indikerar längden på biopsin före extraktionen



Används också för att avlägsna biopsin ur nålen

## SnareCoil® benmärgsbiopsinål

Art.nr.	Specifikation	Antal/fp.
RBN-84	8G x 4 inch (10 cm)	10
RBN-86	8G x 6 inch (15 cm)	10
RBN-114	11G x 4 inch (10 cm)	10
RBN-116	11G x 6 inch (15 cm)	10
RBN-132	13G x 2 inch (5 cm)	10
RBN-133	13G x 3 inch (8 cm)	10

# Benmärgsaspirationsnål • Skördenål

Benmärgsaspirationsnålen har en extra vass trocartipp samt ergonomiskt handtag vilket erbjuder både komfort och användarvänlighet vid penetration av cortex till benmärgshålan.

Aspirationsnålen kan också användas för intraosseösa infusioner av vätskor och läkemedel.

Tillgänglig i två storlekar, 15 och 16 gauge.

Skördenålen är ett 11G x 10 cm instrument med 5 sidohål (3 och 2) på den distala tippen av kanylen. Detta underlättar uppsamlingen av större mängder aspirat.

Levereras med en extra mandräng.



## Benmärgsaspirationsnål

- ▶ **Konformad kanyl och trocartipp** ger enklare tillträde in i benmärgshålan.
- ▶ **Extra skarp trocartipp** möjliggör en smidig penetration av cortex.
- ▶ **Ergonomiskt handtag**, designad för att minimera överbelastning.
- ▶ **Justerbart och löstagbart nålstopp** för att säkerställa penetrationsdjupet.
- ▶ **Luer Lock koppling** i handtaget för säker anslutning av en spruta.
- ▶ **NeedleVISE™** ingår för att undgå sticksador.

## Skördenål

- ▶ **Ergonomiskt handtag**, designad för att minimera överbelastning.
- ▶ **Luer Lock koppling** i handtaget för säker anslutning av en spruta.
- ▶ **Bekväm** design av handtaget tillåter användaren att, vid behov, lägga högt tryck på nålen med hela handflatan.

Konformad distal kanyl och trocartipp säkerställer en omedelbar access till benmärgshålan



Extra skarp trocartipp säkerställer utmärkt inträde i benmärgshålan

## Aspirationsnål

### Benmärgsaspirationsnål

Art.nr.	Specifikation	Antal/fp.
RAN-15-M	15G x 2.8 inch (7 cm)	10
RAN-154-M	15G x 4 inch (10 cm)	10
RAN-16	16G x 2.8 inch (7 cm)	10

### Skördenål

Art.nr.	Specifikation	Antal/fp.
RAN-11	11G x 4 inch (10 cm)	10



MERMAID  
MEDICAL®

CROSSING EXPERTISE



**Mermaid Medical A/S**

Frydensbergvej 25 • DK3660 Stenløse  
www.mermaidmedical.com • customer@mermaidmedical.com  
Tel: +45 47 10 85 70 • Fax: +45 47 10 85 71

**Finland**

Tel: +358 923 11 32 38  
Fax: +358 923 11 32 39  
customer@mermaidmedical.com  
www.mermaidmedical.com

**Germany**

Tel: +49 40 8518665-0  
Fax: +49 40 8518665-1  
info@mermaidmedical.de  
www.mermaidmedical.com

**Italy**

Tel: +39 010 868 16 13  
Fax: +39 010 863 07 33  
customer@mermaidmedical.it  
www.mermaidmedical.com

**Netherlands**

Tel: +31 314 63 2070  
Fax: +31 314 63 1685  
info@mermaidmedical.nl  
www.mermaidmedical.com

**Norway & Iceland**

Tel: +47 21 53 88 94  
Fax: +47 21 53 88 95  
customer@mermaidmedical.com  
www.mermaidmedical.com

**Sweden**

Tel: +46 31 755 41 28  
Fax: +46 31 755 45 99  
customer@mermaidmedical.com  
www.mermaidmedical.com

**Spain**

Tel: +34 925 333 159  
Fax: +34 925 049 112  
customer@mermaidmedical.es  
www.mermaidmedical.com

**United Kingdom**

Tel: +44 (0) 1704 560493  
Fax: +44 (0) 1704 551182  
customer@mermaidmedical.com  
www.mermaidmedical.com

**USA**

Tel: +1 (720) 420-9999  
Fax: +1 (720) 920-9579  
customer@mermaidmedical.com  
www.mermaidmedical.com

