

Transduktorfodral

Secma covers till ultraljudstransducers

Med ett Secma cover till ultraljudstransducers säkras den sterila miljön på bästa sätt och risken för kontaminering minimeras. Detta cover är utvecklat speciellt till Secmas SonoSite ultraljudstransducers och har en självhäftande effekt, som gör det snabbt och lätt att sätta på – för såväl steril person som assistent. Detta cover fungerar väl med SonoSite X-Porte, SonoSite Edge och SonoSite M-Turbo.

Secma Cover

Secma Cover är enkla att använda och sterilt förpackade. Tack vare den senaste tekniken med patenterad koppling mellan transduktor och fodral används inte gel inuti fodralet. Den patenterade limstrukturen gör att transduktorhuvudet sitter helt tätt, och att luftbubblor inte uppstår. Därmed bevaras bildkvaliteten. Secma Cover kan levereras med och utan gel i förpackningen.



Produkt	Størrelse	Antal	Varenummer
Sterilt Cover till Sonosite X-Porte	46 x 47 cm	100 stk.	SAF.XP
Sterilt Cover till Sonosite M-Turbo	32 x 63 cm	100 stk.	SAF.MT
Sterilt Cover till Sonosite Edge	46 x 47 cm	100 stk.	SAF.ED
Secma Transducer Cover – Small – Steril förpackning	18x28 cm.	100 stk.	18030
Secma Transducer Cover – Medium – Sterilförpackning	18x120 cm	50 stk.	18120
Secma Transducer Cover – Large – Sterilförpackning	18x250 cm	50 stk.	18250
Secma Transducer Cover inkl. sterilt gel – Small – Steril förpackning	18x28 cm	100 stk.	18030G
Secma Transducer Cover inkl. sterilt gel – Medium – Steril förpackning	18x120 cm	50 stk.	18120G
Secma Transducer Cover inkl. sterilt gel – Large – Steril förpackning	18x250 cm	50 stk.	18250G
Gel steril i tub	å 15 gram	100 stk.	SAF.GEL
Gel steril	å 20 gram.	48 stk	101012
Ultralydsgel	å 260 gram	12 stk.	10101
Desinfektionsklud Wet-Wipe Triamin (Gul)	20x30cm.	20x25 stk. (500 stk.)	81133