

Flow-Safe II®

CPAP-system enpatient med inbyggd manometer* övertrycksventil och hätta - allt i ett

Produktinformation

- Integrerad tryckmanometer* för kontinuerlig mätning av PEEP trycket, 0 – 25 cmH₂O
- Övertrycksventil som öppnas vid PEEP >25 cmH₂O
- Låg syrgaskonsumtion tack vare venturiventilen
- Inklusive huvudhätta
- Kan kombineras med kapnograf (mätning av EtCO₂ och andningsfrekvens)
- Kan kombineras med inhalationsprodukter
- Alla produkterna är DEHP-fria
- Enpatientmodell
- Hållbarhetstid: 5 år från tillverkningsdatum



Y-slangen ansluts till en syrgasflödesgivare och tryckluftsflödesgivare för justering av FiO₂.



FlowSafe:s unika integrerade PEEP-manometer*

* Manometerns exakthet är: +/- 3 cmH₂O upp till 15 cmH₂O och +/-5 cmH₂O över 15 cmH₂O.

Orderinformation

Artikelnummer	Benämning	Materialinnehåll	Förp
10-57209	Flow Safe II® CPAP, vuxen Large, manometer*, övertrycksventil, mask, pannstöd, huvudhätta i polyester	Polykarbonat (PC), PVC, Delrin, Rostfritt stål 304, Termoplastiskt gummi (TPR), FPVC, Polypropen, Polystyren, K-Resin	5 st/Box
10-57210	Flow Safe II® CPAP, vuxen Medium, manometer*, övertrycksventil, mask, pannstöd, huvudhätta i polyester	Polykarbonat (PC), PVC, Delrin, Rostfritt stål 304, Termoplastiskt gummi (TPR), FPVC, Polypropen, Polystyren, K-Resin	5 st/Box
10-55326	Flow-Safe® slangset för justering av FiO ₂	PVC	10 st/Box