



# Uridomer

Ruecco Neo uridom för urinkontinens - tillverkad Neopren Latex- och PVC fria

Uridomen har en säker anslutning till konan på urinpåsen. En knicksäker design ger Ruecco en hög komfort och säkerhet. Genom att säkerställa ett fritt urinflöde förhindras urinrefluxer och därigenom de negativa effekterna på skinn och fixering.

Samtliga uridomer har en längd på 11 cm, samt en omkrets på 63-125 mm beroende på storlek.

Rekommenderad användningstid 24 timmar.

Ruecco neo colloid har en häftstrip bipackad varje uridom medan Ruecco neo fix har 6 st velcrobånd bipackat varje avdelningsförpackning.

Ruecco fix kan tvättas i handtvätt och återanvändas av samma patient.

Livslängd beroende på handhavande.

| Art.nr.     | Benämning       | Storlek mm | Förp. |
|-------------|-----------------|------------|-------|
| 854410-strl | endast uridom   | 20-40      | 30    |
| 854460-strl | med häftstrip   | 20-40      | 30    |
| 854470-strl | med velcro-band | 20-40      | 30    |
| 854920      | häftstrip       | 120 x 15   | 30    |
| 854930      | velcrobånd      | 120 x 30   | 10    |
| 854931      | velcrobånd      | 120 x 30   | 50    |

Häftstrips 854920 tillverkat av hydrocolloid.  
Velcrobånd 854930/31 tillverkat av nylon och polyuretanskum.

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

**För mer information / Order**

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm  
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, [www.meteko.se](http://www.meteko.se)