

Infant Flow[®] - Low Pressure nCPAP System

Produktöversikt

Infant Flow LP är den senaste generationens masksystem för neonatal andningsstöd. Slangsystem med tillhörande näsaggregat, masker, prong och fixeringsband/mössor. Systemet har en patenterad teknologi för låga drivtryck, är lätt och tyst samt ger en låg "work of breathing" för barnen

Innehåller ej latex, BPA eller DEHP



LP Masker

Masken är designad för optimal nCPAP behandling och patientens komfort. Den flexibla masken är konstruerad för att hitta en naturlig position över barnets näsa, vilket också minimerar för läckage för att kunna upprätthålla ett stabilt nCPAP tryck. Genom ett inspektions fönster på masken kan man se barnets näsa samt nässkiljevägg så att inget ligger och trycker. Storlekarna är färgkodade och underlättar vid val av mask. Förpackas i kartong om 10 st masker.



Infant Flow LP masker

Artikelnummer	Produktnamn	Förpackningstorlek
777002XS	Mask, Extra Small	10 st/fp
777002S	Mask, Small	10 st/fp
777002M	Mask, Medium	10 st/fp
777002L	Mask, Large	10 st/fp
777002XL	Mask, Extra Large	10 st/fp

Övriga tillbehör

Artikelnummer	Produktnamn	Förpackningstorlek
467349	Abdominal Respiratory Sensor	25 st/fp
775728	Extra band till näsaggregatet	20 st/fp
D1420/100	Ljuddämpare till SiPAP	20 st/fp
777215	Förlängnings slang	10 st/fp