



Infant Flow[®] - Low Pressure nCPAP System

- Ett säkert och skonsamt nCPAP-system

TIMIK
M E D I C A L

Infant Flow LP är den senaste generationens masksystem för neonatal andningsstöd. Slangsystem med tillhörande näsaggregat, masker, prong och fixeringsband/mössor. Systemet har en patenterad teknologi för låga drivtryck, är lätt och tyst samt ger en låg "work of breathing" för barnen

Innehåller ej latex, BPA eller DEHP



Infant Flow LP nCPAP Näsaggregat/slangar

Det nya näsaggregatet med "dual jet" variabel flödesteknologi. Reducerar andningsarbetet för barn i SiPAP på ett mycket effektivt sätt utan att kompromissa på kraven av ett konstant CPAP-tryck. Det krävs ett lägre drivtryck med LP jämfört med andra system vilket leder till lägre tryck som genereras tillbaka till befuktarens "auto-feed system". Detta leder i sin tur till lägre behandlingstryck och lägre ljudnivå.

Infant Flow LP nCPAP näsaggregat/slangar är förpackade i kit och innehåller allt som behövs för en enkel uppstart. Kiten inkluderar näsaggregat, prongs och andnings slang med uppvärmning för användning till Fischer&Paykel MR 730 and MR 850 befuktare. Förpackas i kartong om 20 st kit.

7772021	Infant Flow LP nCPAP Näsaggregat/slangar, förpackade i kit.	20 st/fp
7772000LP	Infant Flow LP nCPAP Näsaggregat	10 st/fp



LP Masker

Masken är designad för optimal nCPAP behandling och patientens komfort. Den flexibla masken är konstruerad för att hitta en naturlig position över barnets näsa, vilket också minimerar för läckage för att kunna upprätthålla ett stabilt nCPAP tryck. Genom ett inspektions fönster på masken kan man se barnets näsa samt nässkiljevägg så att inget ligger och trycker. Storlekarna är färgkodade och underlättar vid val av mask. Förpackas i kartong om 10 st masker.

777002XS	Nasal Masks, extra small	10 st/fp
777002S	Nasal Masks, small	10 st/fp
777002M	Nasal Masks, medium	10 st/fp
777002L	Nasal Masks, large	10 st/fp
777002XL	Nasal Masks, extra large	10 st/fp



LP Prongs

Designade för maximal terapeutisk effekt och komfort för barnen. Prongen har hög profil design och minimerar kontakt med huden. Alla prongs är transparenta för att säkra korrekt placering. Storlekarna är färgkodade och underlättar vid val av prong. Förpackas i kartong om 10 st

777000XS	Nasal Prongs, extra small	10 st/fp
777000S	Nasal Prongs, small	10 st/fp
777000M	Nasal Prongs, medium	10 st/fp
777000L	Nasal Prongs, large	10 st/fp
777000XL	Nasal Prongs, extra large	10 st/fp



LP Fixeringsband

Den unika designen för fixeringsbanden säkrar en god passform och gör att näsaggregatet enkelt kan fästas utan onödiga drag från slangarna. Konstruktionen på banden gör att det räcker med en person som fäster fixeringsbandet på barnet. Fästremmarna är numrerade för enkel applicering. Fixeringsbanden finns i 6 storlekar för att passa alla huvudomkrets från 17-42 cm. Förpackas i kartong om 10 st fixeringsband.



777040XS	Infant Flow LP Headgear, extra small	17-21 cm	10 st/fp
777040S	Infant Flow LP Headgear, small	21-26 cm	10 st/fp
777040SM	Infant Flow LP Headgear, small/medium	24-28 cm	10 st/fp
777040M	Infant Flow LP Headgear, medium	26-32 cm	10 st/fp
777040L	Infant Flow LP Headgear, large	32-37 cm	10 st/fp
777040XL	Infant Flow LP Headgear, extra large	37-42 cm	10 st/fp

Ljuddämpare

Ljuddämparen reducerar ljudet från näsaggregatet och fästes på utandningslangen. Förpackas i kartong om 20 st.



155211	nCPAP Generator Ljuddämpare	20 st/fp
--------	-----------------------------	----------

LP mössor

CareFusion fortsätter att tillverka sina nya mössor i samma mjuka bomull som alltid. De finns i 10 storlekar för att passa huvudomkrets från 18-38 cm. Mössornas design säkrar en god passform och gör att näsaggregatet enkelt kan fästas utan onödiga drag från slangarna. Storlekarna är färgkodade och underlättar val vid byte. Förpackas i kartong om 10 st mössor.



777010	Infant Flow LP Mössa, Storlek 000	18-20 cm	10/pakke
777012	Infant Flow LP Mössa, Storlek 00	20-22 cm	10/pakke
777014	Infant Flow LP Mössa, Storlek 0	22-24 cm	10/pakke
777016	Infant Flow LP Mössa, Storlek 1	24-26 cm	10/pakke
777018	Infant Flow LP Mössa, Storlek 2	26-28 cm	10/pakke
777020	Infant Flow LP Mössa, Storlek 3	28-30 cm	10/pakke
777022	Infant Flow LP Mössa, Storlek 4	30-32 cm	10/pakke
777024	Infant Flow LP Mössa, Storlek 5	32-34 cm	10/pakke
777026	Infant Flow LP Mössa, Storlek 6	24-36 cm	10/pakke
777028	Infant Flow LP Mössa, Storlek 7	36-38 cm	10/pakke



Extra band till näsaggregatet

Band för att fästa näsaggregatet till mössan. Banden är till för att ersätta smutsiga eller trasiga gamla band. Förpackas i kartong om 20 st.

VX608	Extra band till näsaggregatet	10 st/fp
-------	-------------------------------	----------
