



Indikation:
 Bandagering, polstring under gips och skenor eller under stöd- och kompressionsförband. Osteril version. Används endast på intakt hud.

Polstervadd - Danasoft Syntet

MEDIPLAST® kan erbjuda Er DANASOFT SYNTET, en syntetisk polstervadd. Vadden är mjuk, hudvänlig och luftgenomsläpplig. Minimerar risken för hudmaceration. Vadden är rivbar för optimal passform. Vattenavvisande. DANASOFT SYNTET finns även i steril version.

DANASOFT SYNTET: Polyester 83 g/m²

Artikelnr.	Beskrivning	Avd.frp	Trp.frp
607070	5 cm x 2,7 meter	12	288
607071	7,5 cm x 2,7 meter	12	192
607072	10 cm x 2,7 meter	12	144
607073	15 cm x 2,7 meter	12	96
607074	20 cm x 2,7 meter	6	72

DANASOFT SYNTET STERIL: Polyester 83 g/m²

Artikelnr.	Beskrivning	Avd.frp	Trp.frp
607070S	5 cm x 2,7 meter	10	150
607071S	7,5 cm x 2,7 meter	10	150
607072S	10 cm x 2,7 meter	8	120
607073S	15 cm x 2,7 meter	8	120
607074S	20 cm x 2,7 meter	15	30

Avd.förp = min.kvant/best