

# CM T-Fix™

CM ProLine



Enkel och snabb fixation av huvudet.



Varje set levereras komplett med hätta, kudde och hak-pannband.

- ✓ HYGIENISK
- ✓ TIDSBESPARANDE
- ✓ SÄKER  
IMMOBILISERING

#### PRODUKTINFORMATION:

CM T-Fix är en engångs huvudfixation för traumamadrasser. I förpackningen ingår hätta, två hak-pannband samt fixationskudde för huvudet. Materialet är miljövänligt och består av polyuretan och polyester. Hättan är helt vätsketät.

Enkel och snabb immobilisering av huvudet med polyesterkudde och hak-pannband. Kudden fästes med kardborre direkt mot hättan.

Art.nr: CMTFIX  
Namn: CM T-Fix Huvudfixation  
Levereras i 25-pack



#### ÅTERFÖRSÄLJARE:

Comfort Medical AB  
Övre gatan 160  
261 61 Landskrona  
Tel: 070 314 79 88  
Mail: [info@comfortmedical.se](mailto:info@comfortmedical.se)  
[www.comfortmedical.se](http://www.comfortmedical.se)

**COMFORT** medical