

Fob test Diaquick

Enkel och tillförlitlig




- + kontroll ingår
- Mycket användarvänlig
- Kostnadseffektiv
- Resultat efter 5min
- CE-märkt
- God hållbarhet

Snabbtest för påvisning av humant hemoglobin i faeces. Diaquick FOB är en snabb visuell immunologisk test för kvalitativdiagnostisering av humant hemoglobin i faeces. Testen är ett hjälpmedel i diagnostisering av sjukdom i nedre gastrointestinala (g.i.) området. En enkel test som inte kräver dietrestriktioner för patienten. FOB testen är hygienisk och luktfri med hög sensitivitet och specificitet.

Patienten får med hem ett provrör med buffertlösning som på ett enkelt sätt tillförs lämplig mängd faeces.

Provröret lämnas sedan till vårdcentralen/labbet där analysen utförs och svaret avläses efter få minuter.

Varje kit innehåller en positiv kontroll.



Art.nr.	Artikel	Antal/frp
Z01101CE	FOB Diaquick kassett+bufferrör	25
MEZ09101CE	FOB kassett	25
MEZ09101/BU	FOB bufferrör	25