


## Låsbar vägghållare



### Beskrivning

Låsbar vägghållare för handdesinfektion. Anpassad för 600ml behållare.

### Användningsområde

Praktisk rostfri dispenserhållare utan "arm" för fyrkantiga 600ml flaskor. Avsedd att monteras på vägg. Stabil konstruktion. Praktisk "plats" för flaskor på laboratorier, sjukhus, äldreboende m fl.

### Produktfakta

Hållare i rostfritt stål för fyrkantig 600-ml flaska. Utan "arm". Monteras med skruv på vägg. Kan med fördel rengöras med LIV Ytdesinfektion +45

Art. 1024738