



# QuikRead go<sup>®</sup> wrCRP+Hb

En analys – två resultat

# En analys – två resultat

QuikRead go wrCRP+Hb är ett snabbt och användarvänligt test för CRP med brett analysområde, som samtidigt ger svar på hemoglobin (Hb) i helblod. Det breda analysområdet för CRP erbjuder möjligheten att använda testet även när högkänsliga CRP-värden är av intresse, t.ex. hos nyfödda patienter. Med den beprövade kvaliteten på QuikRead go wrCRP+Hb är detta ett effektivt och pålitligt verktyg för att styra behandlingsbeslut för vårdpersonal.

## Fördelar med QuikRead go wrCRP+Hb

### BRETT ANALYSOMRÅDE FÖR CRP

- » Andra CRP-tester behövs inte
- » Ger CRP-resultat från helblodsprover från 0,5 upp till 300 mg/L och från plasma-/serumprover från 0,5 upp till 180 mg/L
- » Lämplig för användning vid infektionssjukdomar och inflammatoriska sjukdomar t.ex. KOL, astma och reumatoid artrit

### DET SNABBASTE PATIENTNÄRA CRP-TESTET

- » Analystid endast 2 min
- » Förvaring i rumstemperatur möjliggör omedelbar användning

### BEVISAD QUIKREADKVALITET

- » Utmärkt prestanda bevisad i utvärderingar hos användare
- » Automatisk EVF-korrigerig i ett brett område (15–75%) säkerställer tillförlitliga resultat
- » Datauppkoppling ökar tillförlitligheten i resultathanteringen

### EN ANALYS – TVÅ RESULTAT

- » Hb-resultat (50–245 g/L) är tillgängligt samtidigt med CRP-resultatet i helblod
- » Endast ett stick
- » Ger mer information för att ta beslut om behandling

### ENKELT ATT ANVÄNDA

- » Provolym 10 µL
- » Som med alla QuikRead go tester är testproceduren flexibel, med analys inom 2 timmar
- » Förvaring i rumstemperatur



**QuikRead go**<sup>®</sup>

### ENKELT ATT ANVÄNDA!



Prov



Analys



Resultat

*För mer information,  
se inlagan*

#### Produkt

#### Art. nr

QuikRead go wrCRP+Hb kit, 50 tester	
» Med kapillärer och pistonger	146255
QuikRead CRP kontroll 1 mL	68296
QuikRead go CRP Hög kontroll 1 mL	137071
Ultrasensitive CRP kontroll 1 mL	68257
QuikRead go Hb kontroll 1 mL	141154
QuikRead go instrument	135867



Med över 40 års erfarenhet utvecklar, tillverkar och marknadsför Orion Diagnostica testsystem för vårdpersonal. Building well-being är kärnan i vårt uppdrag.

QuikRead go<sup>®</sup> är ett registrerat varumärke från Orion Diagnostica Oy.

Orion Diagnostica Oy / Sverige  
Box 520, 192 05 Sollentuna  
Tel. 08-623 64 40, Fax 08-623 64 80  
www.oriondiagnostica.se, www.quikread.com