

Product Data Sheet

Otoskopset Mini 3000 HEINE

REF: D-886.11.021



Tryckt: 17.8.2016

REF	
D-886.11.021	
	
Material:	
Egenskaper:	<p>HEINE mini 3000® F.O. LED Otoskop/ LED Oftalmoskopset är högkvalitativa instrument i fickformat med naturligt LED HQ ljus (4000K, CRI 95, R9 > 95) för mobilt bruk. Instrumenten levereras komplett i ett hårt etui med två mini 3000 batterihandtag inklusive batterier (2x AA/LR6), 4 stycken flergångsörontrattar (2,4mm-5,0mm) samt 5 Allspec engångsörontrattar i vardera storleken (2.5mm och 4mm). Dioptrier från -20D till +20D. Aperturer: Stor cirkel, liten cirkel, fixationsstjärna, halvmåne och gröntfilter för ökad kontrast mellan blodkärl och retina.</p> <p>LED:n i instrumenten är utrustad med ett värmehanteringssystem som säkerställer att den höga ljusstyrkan, homogeniteten och färgåtergivningen upprätthålls hela den i princip obegränsade livslängden (50000 timmar i drift). Den inbyggda funktionsindikatorn visar via förändringar i ljusstyrka batteriernas status varje gång instrumentet slås på. Drifttiden är 6 timmar med full ljusstyrka, därefter 4 timmar med långsamt avtagande ljusstyrka – så kallad fade-out funktion. HEINE LED HQ - Rätt ljuskvalité hela livslängden, inga lampbyten, inget underhåll, färre batteribyten.</p> <p>mini 3000 handtagen kan användas med andra HEINE mini 3000® instrument. Alla mini 3000 instrument kan även uppgraderas till uppladdningsbar version genom att beställa HEINE mini NT® bordsladdare (X-001.99.484), ett uppladdningsbart batteri (X-001.99.487) och nytt bottenlock (X-001.99.488).</p>
Steril produkt:	Nej
Hållbarhetstid:	
MBA/st:	1
Avdelningsförpackning/st:	1
Transportlåda/st:	