

evercare[®] MediKit förbandsset, sterilt

REF: 53693

evercare[®] Förbandsset, sterilt, är ett bekvämt set som främjar effektivitet och kan bidra till att minska förberedelsestiden. Innehåller komponenter som behövs för specifika ingrepp.

Egenskaper

- ▶ 1 Plastbricka, 3 fack, 150x76x18 mm
- ▶ 8 Rundtork diam. 30 mm
- ▶ 1 Pincett, 14 cm
- ▶ 1 Laminerat papper, 40 x 38 cm




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
53693	Förbandsset nonwoven, sterilt	Ej tillämpligt	25 / 200

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Direktiv 93/42/EEC för Medicintekniska Produkter

Uppfyller produktstandard:

EN ISO 11135

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
1 Plastbricka, 3 fack, 150x76x18 mm	PS
8 Rundtork diam. 30 mm	Rayon/polyester, vit
1 Pincett, 14 cm	PS
1 Laminerat papper, 40 x 38 cm	PE, blå/vit

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 0 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, Plastic film	133 x 222
Dispenserförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	280 x 180 x 200
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	590 x 390 x 430
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
53693	06937935310093	06937935340090	06937935370097

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.