

KOLOSKOPIBYXA

Undersökningsbyxa med brett användningsområde. Kan användas vid både koloskopi och urologi.

Undersökningsbyxan har en öppning på ca 38 cm där man kan välja om man vill ha öppning bak eller fram på patient.

Undersökningsbyxa finns att få i storlek Small, Large och XL. Då undersökningsbyxan har ett mycket flexibelt resår i midjan täcker storlekarna de flesta patienter.

Arikelnummer och benämningar:

KOLOBYXA20L - Blå färg - Stl M/L för vuxna

KOLOBYXA10L - Lila färg - Stl M/L för vuxna

KOLOBYXA10XL - Lila färg - Stl XL för större vuxna

KOLOBYXA10S - Lila färg - STL S för barn

Materialet i byxorna är ett SMS material. Det är mjukt och ljudlöst samt vätskeavvisande.



Epost: info@siscare.se Webb: www.siscare.se