

Tillbehör > Bomullstops



Till provtagningsmetoder i olika kroppsöppningar som exempelvis mun, näsa och öron.

Materialegenskaper:

100% bomull och plastpinne i polypropen
Modell: Längd på stick 73mm

Förpackning:

Transportkartong, transparent plastbox

Uppfyller standarder:

EN ISO 2001:2008, EN ISO 13485:2012



Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
445-002	Bomullstops 73mm i plastburk 100st	100	8800	N	N	OS	NEJ
445-001	Bomullstops 73mm i plastburk 50st	50	7500	N	N	OS	NEJ

Produktbladsnr 3609

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2016-03-16 09:01