


Ny utformning &
förpackningsstorlek!



Sentry® BarCode LabelBand™

IDENTITETSBAND FÖR BARN / VUXNA
för egentillverkad etikett på yta med
skyddsfilm; bandlåsning med knapp



□ Användningsområde

Sentry® BarCode LabelBand™ serie LBAP är avsett att användas för identifiering av större barn/ungdomar och serie LBA för identifiering av vuxna patienter. Bandet är lätt, har väl avrundade kanter och är bekvämt att bära.

□ Patientdata på självhäftande etikett

Patientdata hämtas från t.ex. patientadministrativa system och skrivs ut på självhäftande etiketter i en vanlig laser-skrivare. Inga kostsamma nyinvesteringar i specialskrivare. Bandets konstruktion och design ger optimalt läsbara patientdata. Sentry® BarCode LabelBand™ är mycket bra vid användning av streckkoder som kräver hög läsbarhet. Etiketten, som klistras fast på den särskilda ytan på bandet, får inte vara större än **85 (B) x 25 (H) mm** för serie **LBA** och **60 (B) x 25 (H) mm** för serie **LBAP** för att täckas helt av den skyddande plastfilmen som läggs över etiketten.

Placera etiketten centrerat på ytan, lägg över skyddsfilmen och pressa fast den. Etiketten är nu skyddad för vätska och mekanisk påverkan.

□ Bandlåsning

Bandlåsningen görs med hjälp av en säkerhetslåsknapp i plast. När knappen har stängts går den inte att öppna igen.

□ Material

Sentry® BarCode LabelBand™ är tillverkat av polyeten-laminat och tål lång tids lagring.

□ Etiketter för laserprinters:


Art nr 400584 Ark A4 med 4 x 8 etiketter i varje ark. Etikettstorlek 68x23 mm. MBE 1000 ark.

Art nr 400585 Ark A5 med 2 x 8 etiketter i varje ark. Etikettstorlek 68x23 mm. MBE 1000 ark.

Art nr 400684 Ark A4 med 5 x 8 etiketter i varje ark. Etikettstorlek 52x23 mm. MBE 1000 ark.



Bruksanvisning:



| Art nr | Beskrivning | Avd förp | Trpt förp |
|-------------|---|----------|-----------|
| LBA-13-PDJ | Sentry® BarCode LabelBand™ LBA-13, blått*) | 250 st | |
| LBAP-13-PDJ | Sentry® BarCode LabelBand™ LBAP-13, blått*) | 250 st | |

Sentry® BarCode Labelband™ - av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke.

*) Lagervara.
Kontakta oss om andra färger.