



Prolapsringar 9613


Prolaps- och Inkontinensringar är ett effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem och i många fall slipper patienten att göra några kirurgiska ingrepp.

Wing Plasts Prolapsringar finns i 5 av de mest förekommande utföranden; Ledad, Ledad med membran, Donut, Inkontinens och Flexibel.

- Designade för bästa komfort för att motverka prolaps
- Tillverkade i silikon
- Sterilförpackade
- Engångs



Prolapsringar 9613



Material

Silikon



Storlekar i mm

45
51
57
64
70
76
83
89
95
103
108

Kvalitet ISO 9001

Miljö ISO 14001

Medical ISO 13485



30-9613-001-160317

• **Wing Plast** – *Quality Medical Instruments*

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 13485



Wing Plast AB