



QuikRead go[®] Strep A

Objektiv detektion av Strep A faryngitis

Objektiv detektion av Strep A faryngitis

QuikRead go Strep A är en instrumentavläst kvalitativ, immunokemisk test för påvisande av *Streptococcus pyogenes* (Strep A) från ett halsprov. Testet är enkelt att använda och ger tillförlitliga och snabba resultat.

Fördelar med QuikRead go Strep A

SNABBT

- » Resultat på mindre än 4 minuter, tydliga negativa och positiva resultat visas efter 2 minuter.
- » Instrumentet avläser resultatet vilket ger en objektiv avläsning

FLEXIBELT

- » Automatiserad avläsning
- » Avläsning av resultaten sker automatiskt och kräver ej passning

SPÅRBARA RESULTAT

- » Användar-ID och patient-ID kan sparas tillsammans med resultaten

QUIKREAD-KVALITET

- » Resultaten sparas automatiskt i instrumentets minne
- » Systemets uppkopplingsmöjligheter ökar tillförlitligheten i resultathanteringen



QuikRead go

ENKELT ATT ANVÄNDA!



Prov



Mätning



Resultat

För mer information,
se inlagan

Produkt

Art. nr

QuikRead go Strep A, 50 tester	135883
QuikRead go Instrument	135867



Med över 40 års erfarenhet utvecklar, tillverkar och marknadsför Orion Diagnostica testsystem för vårdpersonal. Building well-being är kärnan i vårt uppdrag.

QuikRead go® är ett registrerat varumärke från Orion Diagnostica Oy.

Orion Diagnostica Oy / Sverige
Box 520, 192 05 Sollentuna
Tel. 08-623 64 40, Fax 08-623 64 80
www.oriondiagnostica.se, www.quikread.com