



## Duodenal-, Mag- och Tarmsonder

För att tillgodose efterfrågan på DEHP fria produkter kan vi nu erbjuda ett komplett sortiment av sonder som fortfarande är smidiga utan att innehålla DEHP.


- Sonder med färgkodade konnektorer för lätt identifiering av storleken
- Duodenalsonder Ryle och Levin med röntgentät linje och markeringar vid 45/55/65/75 cm från tippen
- Magsonder med röntgentät linje och markeringar vid 45/55/65 cm från tippen
- Steriliseringsmetod: EO
- Enkelförpackade i peel-pack

Material:  
DEHP-fri (ftalatfri) PVC  
avd fp = minsta kvantitet / beställning



## Duodenalsonder

Artikelnr.	Storlek	Färg	Avd./Trpt.fp.
Duodenalsonder - Levin - med röntgentät linje, 125 cm			
60612108-1	08	ljusblå	25/300
60612110-1	10	svart	25/300
60612112-1	12	vit	25/300
60612114-1	14	grön	25/300
60612116-1	16	orange	25/300
60612118-1	18	röd	25/300
Ryle - med bariumsulfat tip med röntgentät linje, 125 cm			
60612712-1	12	vit	25/300
60612714-1	14	grön	25/300
60612716-1	16	orange	25/300



## Mag- och Tarmsonder

Artikelnr.	Storlek	Färg	Avd./Trpt.fp.
Magsonder - Standard - med röntgentät linje, 80 cm			
60612616-1	16	orange	25/300
60612618-1	18	röd	25/300
60612620-1	20	gul	25/300
60612622-1	22	rosa	25/150
60612624-1	24	blå	25/150
60612626-1	26	mörkröd	25/150
60612628-1	28	grå	25/150
60612630-1	30	vit	25/150
Tarmsonder, 40 cm			
60614122-1	22	rosa	25/300
60614124-1	24	blå	25/300
60614126-1	26	mörkröd	25/300
60614128-1	28	grå	25/300
60614130-1	30	vit	25/300

