



PRODUKTFAKTABLAD

Kontaktgel

Artikelnummer: 232742

Produktbeskrivning: En vattenlöslig gel som används bland annat till ultraljudsundersökning, EKG plattor, elstimulering, gynekologi- och endoskopiundersökningar. Gelen är fri från färgämnen och parfym.

Antal st/fp: 1 st

Antal fp/kartong: 15 st

Antal kartong/pall: 56 st

Symboler:



Produktfakta:

Utförande:

Gel

Färg:

Transperant

Storlek:

250 ml

Innehållsförteckning:

Aqua, Glycerin, Hydroxethylcellulose, Citric Acid, Phenoxyethanol, Caprylic/Capric Triglycide, Sodium Benzoate

Ytteremballage:

Wellkartong

Innerförpackning:

PE/PP

Destruktion av vara:

Kan brännas eller kastas bland hushållssoporna

Destruktion av emb:

Kan lämnas på kommunala återvinningscentralen, komposteras eller brännas

Datum:

2016-04-12