



271700

## Tork Fastfold Liggande Servettdispenser

Tork Fastfold Liggande Servettdispenser passar perfekt för restauranger med begränsad betjäning där man föredrar servetter i mindre storlek. Den kompakta dispensern minskar förbrukningen och ger en ren och hygienisk servett varje gång.

- Tillverkas av hållbara och lättskötta material som minskar underhålls- och arbetskostnader.
- Smart påfyllningslösning när dispensrar staplas på varandra
- Staplingsbara dispensrar minskar utrymmesbehovet på disken

271700

# Tork Fastfold Liggande Servettdispenser

## Produktdata

### System

N2

### Material

Metall/Plast

### Längd

31.1 cm

### Bredd

10.5 cm

### Höjd

13.4 cm

### Färg

Aluminium/grå

## Kompatibla produkter



10933  
Tork Fastfold Vit  
Dispenserservett



10930  
Tork Fastfold Vit  
Dispenserservett

## Leveransdata

	Konsument-förpackning (CON)	Transport-förpackning (TRP)	Pall (PAL)
EAN	7322540068498	7322540068498	7322540161946
Förpacknings-material	Carton	Carton	
Antal	1	1 (1 CON)	272 (272 TRP)
Bruttovikt	1285 g	1.3 kg	349.52 kg
Höjd	117 mm	117 mm	2022 mm
Längd	146 mm	322 mm	1200 mm
Bredd	322 mm	146 mm	800 mm
Nettovikt	1187 g	1.2 kg	322.86 kg
Volym	5.5 dm3	5.5 dm3	1.5 m3