



Tissueservett 24 x 30 cm Vit 1-lagers, 10800 St/kart (36 x 300 St)

Platsbesparande, perfekt för diskar och barer, minimerar onödigt slöseri av servetter. Det ekonomiska valet. Perfekt för informella frukostar, luncher och mellanmål. Ju fler lager, desto bättre hållbarhet. Komposterbar.

- Kan användas i dispensrar
- Det ekonomiska valet
- Ju fler lager, desto bättre hållbarhet
- Komposterbara

Artikelinformation

Artikelnummer	181520
Varumärke	DUNI
Materialkvalitet	Tissue
Ursprungsland	Slovakien
Säsong	Året runt

Certifieringar

Tillbehör

Logistikinformation för 181520

Tullkod	48183000
---------	----------

Konsumentenheter (CU)

Styck per CU	300
Bruttovikt per CU (g)	348
Emballagevikt per CU (g)	8
Längd × bredd × höjd (mm)	195 x 85 x 105
CU-volym (dm ³)	1
CU-streckkodsnr	



Försäljnings-/leveransenheter (SKU)

CU per SKU	36
Bruttovikt per SKU (g)	13 228
Emballagevikt per SKU (g)	700
Längd × bredd × höjd (mm)	580 x 350 x 350
SKU-volym (dm ³)	71
SKU-streckkodsnr	



Lastpall

SKU per lager	4
SKU per last	12
Lastens bruttovikt (kg)	180
Längd × bredd × höjd (mm)	1 200 x 800 x 1 200
Lastens Volym (dm ³)	1 152

Dokument

Vi finns här för att hjälpa dig.
Support och beställningar:
Telefon: +46 40 106200
Adress: kundservice.malmo@duni.com

DUNI
GROUP