

PAPPERSKORG LOTTA VIT



LOTTA är den klassiska trådkorgen. För användning vid handfatet. Enkel att hänga av vid tömning av påsen. Korgen är förpackad i 10-pack.

CC mått upphängning 19 cm

Mått	H 330 x W 320 x L 245 mm	Artikelnummer	11944
Kartongmått	H 900 x W 320 x L 240 mm		
		Tillbehör	
Antal per pall /	90 / 10 /	11941	SANITETSPÅSHÅLLARE
Antal per låda /			VÄGG
Antal per innerlåda		11940	PAPPERSKORG TEODOR
		51221	HANDSKHÅLLARE SARA 1
Vikt	0.700 kg		ROSTFRI
Material	Stål	51213	DISPENSERSTÄLL FÖR
Färg	Vit		PAPPER GOLV
Tullstat nu	7217905000		
EAN	7330307119444	Liknande Produkter	
		11943	PAPPERSKORG LITEN i
			TRÅD VIT
		11942	TRÅDKORG
			SANITETSPÅSHÅLLARE VIT
		11130	TOALETTBORSTHÅLLARE
			OLLE
		512141	DISPENSER VIT SENSOR

Hykab Industries AB

Trävågen 1, 432 78 Tvååker

T: +46 (0) 340 653030

info@hykab.se

F: info[at]hykab.se

Bankgiro

5681-4239

Org nr

556144-4323

hykab.se