

SELEFA® Handdisk 1L

**Beskrivning**

SELEFA® handdisk är en neutral produkt avsedd för handdisk och rengöring av lätt smutsade vattentåliga ytor. Passar till alla typer av diskgoods. Produkten innehåller inte parfym eller färg.

Användarinstruktioner

Vid handdisk 4 ml/10 L vatten.

Vid allmän rengöring ca 10 ml/10 L vatten.

Egenskaper

Förvaras frostfritt. Produkten kan bli mer lättrinnande om den fryst och tinats upp.

Hållbarhet: 2 år under angivna förhållanden.

Innehåll: Anjoniska tensider 15-30 %, nonjoniska tensider, amfotära tensider, konserveringsmedel (Potassium sorbate) < 5 %.

pH: Koncentrat ca 5.

Säkerhet

Produkten orsakar allvarlig ögonirritation och irriterar huden.

Se säkerhetsdatablad för mer information.

Artikelinformation

<i>Artikelnr</i>	<i>Namn</i>	<i>Förpackning</i>
1029295	SELEFA® handdisk	6x 1L

Källsortering

Rengjord förpackning sorteras som plastförpackning

Övrigt

Produkten är miljömärkt med Svanen.

