

## Standard manschett med två slangar

Komplett för anslutning till vägg- eller bordsmanometer.  
Med blåsa av vinyl, hölje av nylon, skruvventil, boll och honkoppling.

(För blåsa av neopren ange slutsiffra 47 istället för 28)  
(För blåsa av kloropren ange slutsiffra 17 istället för 28)  
(För liten skruvventil ange siffra 25 istället för 21)



Barn 0 - 1 år, 3 x 10 cm	Art.nr: 1000-21028
Barn 1 - 4 år, 6 x 20 cm	Art.nr: 2000-21028
Barn och ungdom, 9 x 28 cm	Art.nr: 3000-21028
Vuxen normal arm, 12 x 35 cm	Art.nr: 4000-21028
Vuxen kraftig arm, 15 x 43 cm	Art.nr: 5000-21028
Vuxen lårben, 18 x 52 cm	Art.nr: 6000-21028