

## Stetoskop Dual-Head Adult



Stetoskop med vändbart bröststycke och med inbyggd bygel.

Mjuka öron-oliver som sitter bekvämt i öronen.

Detta stetoskop passar mycket bra till blodtrycksmätning.

Membranring i plast, icke-kylande.

Ett extra membran medföljer vid leverans.

Öronoliv mjuk svart gängad finns som reservdel (art.nr 340-8380-2) eller grå gängad (340-8381-2)

Y-slang med inbyggd bygel i ftalatfri PVC.

Totallängd på stetoskopet är 75 cm.

Membran  $\varnothing$  44 mm

Tratt  $\varnothing$  35 mm

Rengöring: Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Stetoskopet levereras i avdelningsförpackning av kartong. Förpackningen sorteras enligt lokala föreskrifter.

**Stetoskop Dual-Head Adult**

**artikelnummer: 304-3060**

AB Henry Eriksson, Skebokvarnsvägen 267, S-124 53 Bandhagen Tel: 08-647 48 05  
E-post: [he@henryeriksson.se](mailto:he@henryeriksson.se) [www.henryeriksson.se](http://www.henryeriksson.se)