

## evercare<sup>®</sup> inLine 3-vägskran, förlängningsslang, PVC-fri

REF: 10548-01, 10549-01, 10550-01, 10551-01, 10552-01, 10553-01, 10713

evercare<sup>®</sup> inLine 3-vägskranar erbjuder ett brett sortiment av produkter för olika behov. 3-vägskran med förlängningsslang i olika längder och som möjliggör anslutningar till två infusions- och/eller injektionskällor eller en kombination av båda. Kranarna är sterila engångsprodukter som används för att transportera intravenösa vätskor som en förlängning av infusions- och perfusionsenheten genom att möjliggöra anslutning till två infusionskällor och en vaskulär access.

### Egenskaper

- ▶ Lipidresistent
- ▶ 45°-klickfunktion
- ▶ Produkterna klarar ett vätsketryck på upp till 2 bar
- ▶ Hydrofobt filter förhindrar läckage vid primning
- ▶ Roterande luer lock




REF	Beskrivning	Storlek-slang, inre/yttre, L (längd)	Priming volume(ml) Ca	Antal dispenser/transport kartong
10548-01	3-vägskran, förlängningsslang, PVC-fri	Ø 3/4,1 mm, L 10cm	0.9	25 / 100
10549-01	3-vägskran, förlängningsslang, PVC-fri	Ø 3/4,1 mm, L 30cm	2.2	25 / 100
10550-01	3-vägskran, förlängningsslang, PVC-fri	Ø 3/4,1 mm, L 50cm	3.5	25 / 100
10551-01	3-vägskran, förlängningsslang, PVC-fri	Ø 3/4,1 mm, L 60cm	4.2	25 / 100
10552-01	3-vägskran, förlängningsslang, PVC-fri	Ø 3/4,1 mm, L 90cm	6.1	25 / 100
10553-01	3-vägskran, förlängningsslang, PVC-fri	Ø 3/4,1 mm, L 100cm	6.8	25 / 100
10713	3-vägskran, förlängningsslang, PVC-fri	Ø 3/4,1 mm, L 15cm	1.2	25 / 100

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-01

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN 8536-9, EN ISO 80369-7

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Propp hane	HDPE, vit
3-vägs kran	Transparent kanal PC, fettresistent, vitt handtag HDPE
slang	Polyolefinlegering (PVC-fri), mjuk, Klar, Knick resistent
roterande luer lock	ABS & PC, Transparent
Priming locket	HDPE, ljusblå

## Varningar och rekommendationer

### Varningar

Användningen av denna produkt är begränsad till utbildade läkare och sjuksköterska. Läs instruktionerna före användning. Enheten ska användas i enlighet med instruktionerna. Produkten är garanterat steril och pyrogenfri om den individuella förpackningen ej är öppnad eller skadad. Får ej användas om förpackningen är skadad eller om skyddspropparna ligger löst eller fattas.

Dra inte åt en luerkoppling utöver friktionspassningen då det kan skada både luerkopplingen och andra kopplingsenheter.

Använd inga instrument för fastklämning av slangen eller åtdragning av luer-kontakten.

Återanvändning kan leda till infektion eller annan sjukdom/skada.

Undvik att öppna portar/nav exponeras. Byt ut sterila ändlock vid behov.

### Förvaringsrekommendationer

Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.

### Avfallshantering

Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter

### Hållbarhetstid

5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, PP/PE film	10548-01: 140 x 80
		10549-01: 235 x 100
		10550-01: 235 x 100
		10551-01: 235 x 100
		10552-01: 235 x 100
		10553-01: 235 x 100
		10713: 235 x 100
Dispensförpackning	PP	305 x 460 x 0
Transportförpackning	TCF kvalitet, Kartong	10548-01: 310 x 270 x 192
		10549-01: 400 x 295 x 287
		10550-01: 400 x 295 x 287
		10551-01: 400 x 295 x 287
		10552-01: 400 x 295 x 287
		10553-01: 400 x 295 x 287
		10713: 400 x 295 x 287
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
10548-01	06438129117318	N/A	06438129521542
10549-01	06438129121551	N/A	06438129521559
10550-01	06438129121544	N/A	06438129521955
10551-01	06438129121964	N/A	06438129521962
10552-01	06438129121971	N/A	06438129521979
10553-01	06438129121988	N/A	06438129521986
10713	06438129125115	N/A	06438129525113

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.