

EcoLite™ trakeostomimask

En lätt trakeostomimask fri från PVC och ftalater med god passform för vuxna patienter. Kopplingen har swivelfunktion som gör att den går att snurra 360 grader för att placera slangen på ett optimalt sätt. Bandet har snabbkoppling för att snabbt få loss den. Masken går att använda med nebulisator och venturiventiler. Dessa går att köpa till separat eller färdigt i kit.

Cirrus™2 nebuliseringskopp går att tilta till 90 grader med fortsatt nebulisering. Den har en låg residualvolym och vid ett flöde på 8 liter/minut kommer 77% av de utgående partiklarna vara mindre än 5 mikron i diameter med en mass median diameter (MMD) på 2,7 mikron.



Artikelnummer	Benämning	Antal/fp
1200050	EcoLite trakeostomimask	30 st
1200051	EcoLite trakeostomimask kit med Cirrus2 nebulisator, syrgasslang 1,8m och fletub	20 st
1980000	Trakeostomi t-stycke, 22M-22M-22M/15F	25 st
1984000	Trakeostomi t-stycke med 7,6mm port, 22M-22M-22M/15F	25 st



Svärdvägen 3A • 182 33 Danderyd
Tel: 08 514 306 00 • E-post: info@intersurgical.se

www.intersurgical.se