

# ENFit™ flergångsspruta (DASH 3® Plus)

Enterala sprutor med ENFit-fattning i 10 ml, 20 ml och 60 ml  
För användning till samma patient



# ENFit™ flergångsspruta (DASH 3® Plus)

ENFit-flergångssprutor är enterala sprutor som används som tillbehör till sondmatningssystem. De är till för medicinering, spolning med vatten samt bolusmatning.

Sprutorna har en ENFit-fattning som passar till hela ENFit-systemet (aggregat, sonder och övriga infarter). Sprutorna passar inte i luerinfarter.

## **Sprutorna är osterila efter första användningen och de får inte användas på mer än en patient.**

Sprutorna kan återanvändas på samma patient under förutsättning att de rengörs enligt tillverkarens rekommendationer (se separata rengöringsinstruktioner). Sprutorna kan användas upp till 7 dagar i följd.

## **SPRUTORNA SKA KASTAS NÄR ANTINGEN:**

- Graderingen blir otydlig eller börjar försvinna
- Kolven blir trög att använda
- Sprutan har använts i 7 dagar

## **SPRUTORNA FINNS I TRE STORLEKAR:**

- 10 ml (centrerad spets)
- 20 ml (centrerad spets)
- 60 ml (excentrisk spets)

Sprutorna är sterilt förpackade och fria från ftalater, DEHP, latex och PVC.

## **BESTÄLLNING**

ENFit-flergångssprutor kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: [order.amnse@nutricia.com](mailto:order.amnse@nutricia.com) eller webshop: [www.nutricia.se/order](http://www.nutricia.se/order)

Produkt	Best nr	Antal/förp
ENFit-flergångsspruta 10 ml	90 04 80	30 st
ENFit-flergångsspruta 20 ml	90 04 81	30 st
ENFit-flergångsspruta 60 ml	90 04 91	30 st

