


PRODUKTBLAD



Produktnamn: Magsond, dubbellumen (PUR)

Art.nr	Fr	Antal sidohål	Längd (cm)	Avd.fp (st)	Trp.fp (st)
1340.06	6	6	60	10	180
1340.08	8	6	60	10	180
1340.10	10	10	90	10	180
1340.12	12	10	120	10	180
1340.14	14	10	120	10	180
1340.16	16	10	120	10	180
1340.18	18	10	120	10	180
1340.21	21	10	120	10	120

Material: PUR (Polyuretan) – sonden
 PVC (DEHP-fri) – grå och blå kopplingsdel
 PA (polyamid) – koniska adaptern för anslutning till sug

Användningstid: 3-4 veckor

Övrig information: Konisk adapter för koppling till sug medföljer. Sonden används till att dränera magsäcken på sekret och luft genom möjlighet till kontinuerlig aspiration då dubbla kanaler förhindrar att magsäckens slemhinna skadas. Centimetermarkering.
 Möjligt att ge nutrition och läkemedel i sonden

Produkten är CE-märkt: Ja