



KD-JECT® E

KD-JECT® E enteralsprutor är tredelade sprutor utrustade med en hon-ENFit-koppling. De är avsedda för enteral administrering av flytande kost eller läkemedel och för enterala uppsugnings- eller spolningsprocedurer. Skalan möjliggör exakt mätning av de volymer som ska administreras eller sugas upp (skalans noggrannhet följer ISO 7886-1).


KD-JECT® E är giftfri, pyrogenfri och har steriliserats med etenoxid.




Produktbeskrivning

- Mycket tydlig skala
- Silikonbelagd för bästa glidegenskaper
- Stora vingar för enkelt och fast grepp
- Kolvstopp som förhindrar att kolven trycks ut
- Lila kolv
- Färgkodad dispenserförpackning som kan öppnas på två olika sätt
- Spetsig gummitätning för mindre rester
- PVC- och DEHP-fri, latexfri
- Hållbarhet 5 år


ENFit LDT hona



ENFit hona



| REF | Storlek (ml) | Gradering | Munstycke | Spets | Antal i förpackning |
|--------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 875674 | 1 | 0,01 | Centrerad | ENFit LDT | 100 |
| 875681 | 3 | 0,1 | Centrerad | ENFit LDT | 100 |
| 875698 | 5 | 0,1 | Centrerad | ENFit | 100 |
| 875704 | 10 | 0,2 | Centrerad | ENFit | 100 |
| 875711 | 20 | 1 | Centrerad | ENFit | 100 |
| 875728 | 60 | 1 | Excentrisk | ENFit | 50 |
| 876381 | 100 | 2 | Centrerad | ENFit | 20 |



Kateterspets

| REF | Storlek (ml) | Gradering | Munstycke | Spets | Antal i förpackning |
|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------------------|
| 876749 | 60 | 1 | Centric | Kateterspets | 50 |

| Komponent | Material | Förpackningsmaterial: | Sterilisering: | Standarder: |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| Cylinder: | Etylen-polypropylen sampolymer (PP) | Medicinskt papper | Etenoxid (EO) | EN ISO 80369-3 |
| Kolv: | Polyeten (PE) | Transparent blisterförpackning PE/PA | | ISO 7886-1 |
| Gummitätning: | Syntetiskt gummi (polyisopren) | | | CE 0123 |
| Smörjmedel: | Silikonolja | | | MDD klass Im |
| | | | | Kateterspets: klass Is |