

SELEFA® Gasvävskompresser, 2-pack, 12-lags, sterila

REF: 222289, 222291

SELEFA® Gasvävskompresser, 12-lags, ES-vikta kanter, sterila är främst avsedda att täcka eller rengöra och absorbera blod och exsudat från sår och skrubbsår. Kan även användas för icke-invasiva medicinska ingrepp som såravdarning, torkning, skydd, hud- och sårrengöring eller som sekundärt förband. Goda absorberande egenskaper och i enlighet med EN 14079 för att säkerställa högkvalitativ bomullsväv.

Egenskaper

- ▶ 100 % bomullsväv
- ▶ Miljövänlig blekt (inget klor)
- ▶ "ES"-vikta kanter
- ▶ 17 trådar per cm²
- ▶ Vikta kanter för att förhindra lösa trådar
- ▶ Steriliserad med EO
- ▶ Lättanvänd påse
- ▶ 2-pack




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
222289	Gasvävskompresser, 2-pack, 12-lags, sterila	10x10cm	80 / 1280
222291	Gasvävskompresser, 2-pack, 12-lags, sterila, Vit	5x5 cm	80 / 1440

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

EN 14079, EN ISO 11135-1, EN ISO 11737-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Material

Komponent

Råmaterial och egenskaper

100 % bomullsväv, vit

100 % bomullsväv, vit

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, PP/PE film	222289: 133 x 135 222291: 75 x 90
Dispensförpackning	TCF eller ECF kvalitet	222289: 135 x 130 x 145 222291: 90 x 78 x 145
Transportförpackning	TCF eller ECF kvalitet	222289: 530 x 280 x 300 222291: 280 x 245 x 300
Förpackningstejp	PVC-fri	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
222289	06438129151404	06438129351408	06438129551402
222291	6438129151428	6438129351422	6438129551426

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.