

PRODUKTINFORMATION-TRAKEALTUB



IVORY PVC, NASAL

- Knick-resistent
- Tydliga markeringar
- Stämbandsmarkering 3 cm ovanför kuff
- Soft Seal® kuff, högvolym lågtrycks kuff
- Pilotballongen är försedd med information om tubens storlek och kuffens vilodiameter
- 15 mm ISO standard konnektor
- Mjuka avfasade kanter vid tubspets

*Pilotballongen ska placeras och fixeras utanför det område som ska scannas.

Benämning	Storlek (mm)	Art nr	Avdfp/st
Ivory trakealtub med Soft Seal®	5,0	100/179/050	10
Ivory trakealtub med Soft Seal®	5,5	100/179/055	10
Ivory trakealtub med Soft Seal®	6,0	100/179/060	10
Ivory trakealtub med Soft Seal®	6,5	100/179/065	10
Ivory trakealtub med Soft Seal®	7,0	100/179/070	10
Ivory trakealtub med Soft Seal®	7,5	100/179/075	10
Ivory trakealtub med Soft Seal®	8,0	100/179/080	10