

Provox Röstventiler

Provox® Vega™

En röstventil utformad för god röstkvalitet, låg ansträngning vid tal, enkelt underhåll av produkten och komfort

Stabilitet, hållbarhetslängd, röstkvalitet och underlättande av tal är viktiga faktorer vid valet av rätt röstventil. Kliniska studier har visat att Provox Vega röstventil har en god hållbarhetslängd. Majoriteten av användarna menar också att Provox Vega ger den bästa röstkvaliteten, kräver minst ansträngning vid tal och är enklast och mest effektiv att rengöra.

De flesta användare föredrar Provox Vega röstventil i jämförelse med andra röstventiler.

Talet med Provox Vega uppfattas i blindad utvärdering av läkare:

- Mindre ansträngt
- Lättare att förstå
- Producerat med mindre ansträngning
- Ger en bättre röstkvalitet



Provox Vega röstventil levereras förpackad i SmartInsertern. Det behövs ingen förberedelse eller montering.

- Genomskinlig och lång tub för ökad synlighet
- Räfflat område på införingsstaven för ett bra grepp
- Smidig vikning av den esofageala flänsen



Provox Vega 17Fr	Storlek	Ref.nr	Provox Vega 20Fr	Storlek	Ref.nr
Provox Vega 17Fr	4 mm	8110	Provox Vega 20Fr	4 mm	8120
Provox Vega 17Fr	6 mm	8111	Provox Vega 20Fr	6 mm	8121
Provox Vega 17Fr	8 mm	8112	Provox Vega 20Fr	8 mm	8122
Provox Vega 17Fr	10 mm	8113	Provox Vega 20Fr	10 mm	8123
Provox Vega 17Fr	12.5 mm	8114	Provox Vega 20Fr	12.5 mm	8124
Provox Vega 17Fr	15 mm	8115	Provox Vega 20Fr	15 mm	8125

Provox Vega 22.5Fr	Storlek	Ref.nr
Provox Vega 22.5Fr	4 mm	8130
Provox Vega 22.5Fr	6 mm	8131
Provox Vega 22.5Fr	8 mm	8132
Provox Vega 22.5Fr	10 mm	8133
Provox Vega 22.5Fr	12.5 mm	8134
Provox Vega 22.5Fr	15 mm	8135

Steril, för engångsbruk Innehåll: 1 Provox Vega röstventil förpackad i en SmartInsert (steril) för engångsbruk och 1 Provox Brush (icke-steril)

Atos
Atos Medical Your voice

P.O. Box 31053, 200 49 Malmö, Sweden
Tel: +46 415 198 00 • Fax: +46 415 198 98
info@atosmedical.com • www.atosmedical.com