

PRODUKTINFORMATION-PERKUTAN DILATATIONSSET



UNIPERC®

- För vuxna med avvikande anatomi, vävnadsvullnad eller med stort halsomfång
- UniPerc® PDT set för perkutan teknik är specifikt gjort för djupt liggande trakea, (upp till 50 mm pre trakeal djup)
- UniPerc® har en unik innerkanyl och låsanordning för justering av trakeostomikanylens krage
- Komponenterna i setet har en längre design och är längdmarkerade
- För ytterligare beskrivning av Uniperc®, kontakta oss



*Pilotballongen ska placeras och fixeras utanför det område som ska scannas.

Benämning	Storlek (mm)	Art nr	Avdfp/st
UniPerc® PDT set	7,0	100/597/070	1
UniPerc® PDT set	8,0	100/597/080	1
UniPerc® PDT set	9,0	100/597/090	1

Setet innehåller:

- UniPerc® - Justerbar trakeostomikanyl
- Uniperc® flexibel innerkanyl
- Skalpell - 15 mm blad
- Peang
- 10 ml spruta
- Extra lång graderad preparations dilatator
- Extra lång ledare
- Extra lång stabiliseringsledare
- Hydrofil singel dilatator
- Unik oburator för Uniperc® justerbar trakeostomikanyl
- Point-lok® nålskydd
- Kompresser
- Rengöringsswab
- Justerbart nackband
- Avmonterings "gaffel"
- Steril gel

Smiths Medical Sverige AB
Box 1143, 164 22 Kista
Tlf. 08 - 594 772 50
Fax.08 - 594 772 69
info.sweden@smiths-medical.com
www.smiths-medical.com