

## PRODUKTINFORMATION-TRAKEOSTOMIKANYL



### UNIPERC®, PVC

- För vuxna med avvikande anatomi, vävnadsvullnad eller med stort halsomfång
- Justerbar kanyl
- Mjuk och armerad termosensitiv PVC
- Stor mjuk krage med information om ID och OD
- Soft Seal® högvolum lågtryckskuff\*
- Pilotballongen är försedd med information om storlek och kuffens vilodiameter
- 15 mm ISO standard konnektor
- Tydlig längdmarkering på kanylen
- Mjuka avfasade kanter vid kanylens ände
- Finns med och utan Soft Seal® kuff
- Tunn flexibel innerkanyl som inte minskar trakealkanylens innerlumen på grund utav specialdesign

\*Pilotballongen ska placeras och fixeras utanför det område som ska scannas.

Benämning	Storlek (mm)	Art nr	Avdfp/st
Uniperc® justerbar trakeostomikanyl med kuff	7,0	100/897/070	1
Uniperc® justerbar trakeostomikanyl med kuff	8,0	100/897/080	1
Uniperc® justerbar trakeostomikanyl med kuff	9,0	100/897/090	1
Uniperc® justerbar trakeostomikanyl utan kuff	7,0	100/899/070	1
Uniperc® justerbar trakeostomikanyl utan kuff	8,0	100/899/080	1
Uniperc® justerbar trakeostomikanyl utan kuff	9,0	100/899/090	1

#### Extra tillbehör;

- Extra guidewire och innerkanyler kan beställas separat
- Kan levereras med speciell designat Uniperc® PDT set