

Sticksäkra injektionsprodukter > SWiTCH



SWiTCH, SÄKER OCH lätt att använda

SWiTCH artärkateter är en stickskyddad produkt med inbyggd enkel mekanism för flödesavstängning s.k. "flow switch". Detta ger ett säkert handhavande med full blodkontroll.

AUTOMATISK PASSIV SÄKERHET


Säkerhetsmekanismen är automatisk vilket innebär att ingen åtgärd krävs av användaren för att aktivera.

SÄKERHET VARJE GÅNG

Det finns en precisionstillverkad upphöjning på nålen vilket gör att säkerhetsmekanismen aktiveras på exakt samma sätt varje gång.

TILLGÄNGLIG I POLYURETAN (PUR) OCH FEP

Våra katetrar tillverkas av rena polymerer av medicinsk kvalitet. Valet finns mellan FEP och polyuretan. FEP är teflonliknande och i princip friktionsfri. Polyuretan blir mjukare i kontakt med vätska och värme, vilket i vissa situationer är betydligt bättre för patienten.



FLOW SWITCH

Flödesavstängningen ger användaren full kontroll av blodflödet efter att kanylen har dragits tillbaka.

BACKFLÖDESKAMMAREN

Denna är transparent och har stor volym vilket underlättar handhavandet. Skyddsproppen i bakkanten är avtagbar vid behov och en spruta kan anslutas.

ULTRAVASS, ULTRAPOLERAD

För att hjälpa användarna att utföra perfekt punktion är nålen tillverkad efter högsta japanska kvalitet. Den är kemopolerad och back cut-slipad, vilket gör den mycket vass. Den skär snarare än tvingar upp ett hål vilket hjälper till vid läkning och ger minimal ärrbildning. Eftersom nålen är back cut-slipad minimeras risken för att katetern skadas oavsiktligt.

Produkterna är latexfria, PVC fria samt synliga vid röntgen.

Materialspekifikation:

Kanyl - rostfritt stål. Kateter - PUR (Polyuretan) eller FEP (Flourinated Ethylene Propylene)
Andra delar: PP (Polypropylen), PC (Polycarbonat), Acrylic copolymer, minimalt med silikonolja

Steriliseringmetod:

Betastrålning

Standards/Direktiv:

ISO 10555-5

European class design: Risk Class IIA

CE: 93/42/EEC

Council Directive 2010/32/EU

Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
SW204501	SWiTCH artärkateter (FEP) 20G OD 1,1 x 45mm lång	25	250	N	N	S	NEJ
SW223501	SWiTCH artärkateter (FEP) 22G OD 0,9 x 35mm lång	25	250	N	N	S	NEJ
SW224501	SWiTCH artärkateter (FEP) 22G OD 0,9 x 45mm lång	25	250	N	N	S	NEJ
SW204511	SWiTCH artärkateter (PUR) 20G OD 1,1 x 45mm lång	25	250	N	N	S	NEJ
SW223511	SWiTCH artärkateter (PUR) 22G OD 0,9 x 35mm lång	25	250	N	N	S	NEJ
SW224511	SWiTCH artärkateter (PUR) 22G OD 0,9 x 45mm lång	25	250	N	N	S	NEJ

Produktbladsnr 1704

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2016-06-01 08:36