


## evercare<sup>®</sup> Knäartroskopiset

REF: 1235-02

evercare<sup>®</sup> Knäartroskopiset, sterilt, är ett draperingsset för knäartroskopi.

### Egenskaper

- ▶ Elastiska öppningar
- ▶ Uppsamlingspåse för vätskor
- ▶ Absorberande del
- ▶ Elastisk strumpa
- ▶ Självhäftande OP-tejp
- ▶ Huvudduken uppfyller kraven i SS-EN 13795-1 Kritiskt produktområde med hög prestanda



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
1235-02	Knäartroskopiset, sterilt	Se Materialtabell	4 / 8

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-01  
EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-7  
EN ISO 10993-10

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN13795-1

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
1 Assistansbordspåse	78 x 145 cm, förstärkt, laminat: PP nonwoven/PE-film/PE-film, blå, absorberande del 65 x 85 cm
4 Handdukar	30 x 34 cm, pappersmassa, naturvit, trådförstärkt
2 Självhäftande OP-tejper	9x50cm, nonwoven-polyester, blå, självhäftande beläggning
1 instrumentbordslakan	150 x 190 cm, laminat: PP nonwoven/polyetylenfilm, blå
1 Elastisk strumpa, liten	22 x 75 cm, styrenbutadien, styrenfilm/elastisk gasväv, polyester
1 Lakan för knäartroskopi	230 x 320 cm, laminat: PP nonwoven, blå/PE-film blå/PP nonwoven, vit elastiskt material styren/butadien/styren vätskeuppsamlingspåse transparent polyetylen
1 Instrumentbordslakan	150 x 190 cm, laminat: PP nonwoven/polyetylenfilm, blå

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå. Får ej användas om förpackningen är skadad.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	Medicinskt papper, PE/PET film	420 x 603
<b>Dispenserförpackning</b>	TCF eller ECF kvalitet	485 x 285 x 287
<b>Transportförpackning</b>	TCF eller ECF kvalitet	500 x 310 x 590
<b>Förpackningstejp</b>	Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
<b>1235-02</b>	06438129116809	06438129316803	06438129516807

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.