

F&P Optiflow™+

Komfort + trygghet för patienter och kliniker



F&P Optiflow™+

Utformad för användning med alla F&P-system, inklusive AIRVO™ 2. Optiflow™+ gramma bygger på de senaste innovativa teknikerna för att leverera högt nasalt flöde för dina patienter.

Komfort + trygghet för patienter och kliniker.

Den moderna designen hos Optiflow™+ gramma är ett resultat av Fisher & Paykel Healthcares engagemang för att förbättra vård och resultat, vilket gör att kliniker kan ha känna trygghet för behandlingen med högt nasalt flöde.

Den unika konkava basen och de mjukt rundade prongarna är utformade för att vara bekväma för septum and näsborrar. Mjuka kindstöd ger stabilitet och minimerar trycket på ansiktet. Klämman för huvudremmen underlättar slanghantering och gör det enklare att äta, dricka och kommunicera jämfört med ansiktsmasker.



Inställbar huvudrem ger säker och mjuk passform

- Inga lösa remändar runt ansiktet
- Tillverkat av mjukare, rundvävt material med Stretchwise™-teknik

Huvudremmens klämma gör att ingen snodd behövs

- Fungerar tillsammans med slangklämman för att bära slangsetets vikt och förhindra att gramma lossnar
- Ingen snodd behövs
- Gör det lättare att äta, dricka och kommunicera jämfört med ansiktsmasker, eftersom slangarna för gramma hålls borta från munnen

Evaqua™-teknik minskar uppkomsten av rörligt kondensat

- Membran tillåter vattenånga att passera genom slangväggen

Dubbel koppling passar alla F&P-slangset

- Kan användas med både F&P AIRVO™- och F&P 850™-system

Mjuka kindstöd ger stabilitet och minskar trycket på ansiktet

- Större yta för att minska tryckpunkter, märken och irritation
- Förbättrat fäste mellan kindstöd och huvudrem för att minimera oavsiktlig frångående
- Tre färgkodade storlekar för snabb storleksidentifiering



Rundade prongar för en mjukare och enklare passform

- Anatomisk design för att öka luftflödet och sitta bekvämt i näsborrarna
- Konkav bas som är utformad för att minska trycket på septum
- Formad för att passa överläppens form

Produktkoder

OPT942	Optiflow™+ näsgramma - liten (20-pack)
OPT944	Optiflow™+ näsgramma - medium (20-pack)
OPT946	Optiflow™+ näsgramma - stor (20-pack)