

Tillbehör infusion/injektion > Injektionsmembran SWAN-LOCK®



green line® är benämningen på vårt pvc-fria sortiment.

SWAN-LOCK® (SWabable Adaptor Needlefree) är desinficerbara, latexfria injektionsmembran som minskar risken för CVK/PVK relaterade infektioner. Använd SWAN-LOCK® för säker blodprovstagning och tillförsel av läkemedel.

Anpassad för både Luer eller Luer-Lock kopplingar. Dokumenterat kompatibel med cytostatika, lipider och alkohol. Kan användas i MR miljö. Vid parenteral nutrition eller administrering av annan lösning som innehåller lipider, kan SWAN-LOCK® användas i upp till 72 timmar och vid ej lipidlösningar kan användningstiden utökas till 168 timmar (7 dygn).

Vid användning av injektionsmembran är den hygieniska hanteringen viktig - mikrobiskt barriärtestat för 140 gångers aktiveringar inom 168 timmars användning. Membranet kan funktionellt penetreras minst 200 gånger enligt tester utförda av CODAN.

SWAN-LOCK® som singelprodukt har dead space på endast 0,09 ml samt ger minimal flödesreduktion och är ett split-septum membran. Inbyggd version (Y-SWAN etc.) har endast 0,07 ml.

Materialspecifikation - SWAN-LOCK®

Hus: Lipidresistent Polykarbonat, polytetylen

Membran: Silikon


Negativ/Neutral bolus: 0,02 ml

Flödesreduktion: ca. 16%

Dead Space: SWAN-LOCK® separat 0,09 ml (inbyggd = kort modell) 0,07ml

Steriliseringmetod: Etylenoxid

EN standarder: Fyller standarder DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707, DIN EN ISO 8536-9



Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
714827	Förl sl 10cm SWAN-LOCK® green line®	10	100	N	N	S	
724808	Förl sl 18cm 3-gr SWAN-LOCK® green line® SELF-LOCK	10	100	N	N	S	
714823	Förl sl mikro 10cm SWAN-LOCK® green line®	10	100	N	N	S	
724806	Förl sl mikro 10cm Y-gr SWAN-LOCK® green line® SELF-LOCK	10	100	N	N	S	
724807	Förl sl mikro 11cm 3-gr SWAN-LOCK® green line® SELF-LOCK	10	100	N	N	S	
724809	Förl sl mikro 15cm Y-gr SWAN-LOCK® green line® SELF-LOCK	10	100	N	N	S	
724805	Förl slang 18cm Y-grenad SWAN-LOCK® green line®	10	100	N	N	S	
723164	Förl slang mikro 10cm 3-grenad SWAN-LOCK® SELF-LOCK	10	100	N	J	S	
724830	Förl slang mikro 10cm 4-grenad SWAN-LOCK® 3xbackv SELF-LOCK	10	100	N	N	S	
714518	Förl slang mikro 10cm SWAN-LOCK®	10	100	N	J	S	
723162	Förl slang mikro 10cm Y-grenad SWAN-LOCK®	10	100	N	J	S	
714831	Förl slang mikro 20cm SWAN-LOCK® green line®	10	100	N	N	S	
165273	SWAN-LOCK® injektionsmembran artär, röd	100	3200	N	N	S	
165267	SWAN-LOCK® injektionsmembran, blå	100	3200	N	N	S	

Produktbladsnr 406

Senaste versionen finns alltid på www.codantriplus.se

Utskriftsdatum 2020-12-29 11:59