

UniFlow™ andningssystem


Koaxialt andningssystem

UniFlow™ är ett anestesigastätt andningssystem utformat efter användarnas krav för klinisk verksamhet. Den finns i en variation av olika längder och kit för att möta olika behov och tillämpningar. UniFlow™ kan användas på patienter ner till 5 kg (VT > 40 ml).

30 mm yttre slang som säkerställer att flödesmotståndet i utandningsfasen hålls till ett minimum.


Den inre slangen sitter fast vid patientänden, vilket gör att den inte kan migrera upp. Det gör det även möjligt att använda UniFlows läckagetestare för att säkerställa att innerslangen är tät.


Innerslangen är oberoende av den yttre slangen och har en integrerad swivelfunktion vilket minskar risken för att den kinkas.



Som extra säkerhetsåtgärd levereras UniFlow™ med läckagetestare för innerslangen. Den behövs inte användas om funktionstestningen ej omfattar läckagetest av innerslangen.


Avtagbart knä med swivelfunktion och luerport






Expirationsslangen är avtagbar Compactslang utdragbar till 500 mm.

Artikelnummer	Benämning	Antal/fp
2900000	UniFlow 1,6 m	12 st
2900050	UniFlow 1,8 m	10 st
2900008	UniFlow 2,0 m	10 st
2901000	UniFlow 2,4 m	10 st
2900051	UniFlow 2,7 m	10 st
2900005	UniFlow 3,2 m	10 st




Expirationsslangen är avtagbar Compactslang utdragbar till 500 mm. Ingen luerport på knä.

Artikelnummer	Benämning	Antal/fp
2900055	UniFlow 1,8m med knä utan port	10 st
2900056	UniFlow 2,7m med knä utan port	10 st




Expirationsslangen är en fast Flextubeslang i fast längd 400 mm.

Artikelnummer	Benämning	Antal/fp
2900058	UniFlow 1,8m med fast Flextube expirationsslang	10 st
2900059	UniFlow 3,2m med fast Flextube expirationsslang	10 st



Expirationsslangen är en fast Compactslang utdragbar till 500mm.

Artikelnummer	Benämning	Maskin	Antal/fp
2900065	UniFlow 2,4m med fast Compact expirationsslang		10 st
2900064	UniFlow 2,4m kit med fast Compact expirationsslang Inklusive 22mm Flextubeslang 1,8m med vinkelkoppling, andningsblåsa 2 liter, samplingslang 3,0m	Aisys/ Avance	8 st



UniFlow finns även färdig i ett flertal kit anpassade för de anestesi maskiner som finns på den svenska marknaden.

Systemet illustrerat

Artikelnummer	Benämning	Maskin	Antal/fp
2900052	UniFlow 1,8 m kit Inklusive extra 22mm Compactslang utdragbart till 1,0m och 2 liter andningsblåsa	Universal	10 st
2900028	UniFlow 1,6m kit Inklusive extra 22mm Flextubeslang 1,0m, 22mm Flextubeslang 1,5m med snabbkoppling, andningsblåsa 2 liter, samplingslang 3,0m	ADU	10 st
2900054	UniFlow 1,8 m kit Inklusive extra 22mm Flextubeslang 1,0m, 22mm Flextubeslang 1,5m med snabbkoppling, andningsblåsa 2 liter, samplingslang 3,0m	ADU	10 st
2900043	UniFlow 2,0m kit Inklusive extra 22mm Flextubeslang 1,0m, 22mm Flextubeslang 1,5m med snabbkoppling, andningsblåsa 2 liter, samplingslang 3,0m	ADU	10st
2900027	UniFlow 1,6m kit Inklusive 22mm Flextubeslang 1,8m med vinkelkoppling, andningsblåsa 2 liter, samplingslang 3,0m	Aisys/ Avance	10 st
2900057	UniFlow 1,8m kit Inklusive 22mm Flextubeslang 1,0m med vinkelkoppling, andningsblåsa 2 liter, samplingslang 3,0m	Aisys/ Avance	10 st
2900037	UniFlow 2,0m kit Inklusive 22mm Flextubeslang 1,8m med vinkelkoppling, andningsblåsa 2 liter, samplingslang 3,0m	Aisys/ Avance	10 st
2900047	UniFlow 2,0m kit Inklusive 22mm Compactslang utdragbar till 2,0m med vinkelkoppling, andningsblåsa 2 liter, samplingslang 3,0m	Aisys/ Avance	10 st