


Secma transducer cover

Levererar med eller utan steril gel



1-2-3 Transducer och kabel är steril, proceduren kan starta!

TRANSDUCERSKYDD

Secma transducer cover är lätt att använda och sterilt förpackad. Den nya teknologin med en patenterad koppling mellan transducer och skydd medför att gel inte behövs mellan dessa kontaktytor.

Secma transducercover bibehåller bildkvaliteten samt sluter helt tätt utan luftbubblor och risk för skador på transducer

- 18 x 28 cm – Small
- Steril förpackning (100 st)
- Inkl. steril gel Art no: 18030G
- Utan steril gel Art no: 18030

- 18 x 120 cm – Medium
- Steril förpackning (50 st)
- Inkl. steril gel Art no: 18120G
- Utan steril gel Art no: 18120

- 18 x 250 cm – Large
- Steril förpackning (50 st)
- Inkl. steril gel Art no: 18250G
- Utan steril gel Art no: 18250

Order skickas till: order@secma.se