



COVIDIEN

positive results for life™



NYHET




## Surg-N-Vac™\*

"Allt i Ett" Rökevakueringshandtag

### Funktioner

- Kombination av Diatermihandtag & Rökevakuering designad för din säkerhet och komfort
- Teflon belagd elektrod ger smidig rengöring utan skrapdyna
- Förmonterade tillsammans i en steril förpackning inklusive verktygshållare/hölster
- Diatermikabel infogad inuti rökslang med roterbar anslutning ger förbättrad slang/kabel hantering
- Genomskinliga förlängningsrör när ni använder Covidiens förlängda elektroder
- Datordesignad röckanal för optimal evakuering av kirurgisk rök



### Orderinformation

Produktkod	Beskrivning	Antal per box
INS-410-150/EU	150 mm coated elektrod, steril, inklusive förlängningsrör.	50
INS-410-080/EU	80 mm coated elektrod, steril, inklusive förlängningsrör.	50
INS-500	Surg-N-Vac Diatermihandtag med 22 mm adapter, belagd elektrod samt verktygshållare/hölster. Längd 305 cm	20
INS-515	Surg-N-Vac Diatermihandtag med 22 mm adapter, belagd elektrod samt verktygshållare/ hölster. Längd 405 cm	20
INS-3838	Rök evakuering handtag för Force Triverce Diahandtag, 3 m slang med 22/20 mm adapter, vändbar. Med clipshållare för sladd.	20