


NeoPulse™

Mjuk, lätt och justerbar fixeringshäfta
för bl.a. pulsoximeter probe



NeoPulse är en mjuk och hudvänlig fixeringshäfta för att fästa bla proben till pulsoximeter på nyfödda/prematurer och barn. Tillverkad i unika patenterade NeoFoam®, ett mjukt skummaterial, som ger en följsam och bekväm känsla samtidigt som den ger stabil och säkert fastsättning.

NeoPulse är lätt att justera för att passa olika typer av prober och andra användningsområden och kan klippas till önskad längd. NeoPulse finns i tre olika storlekar; Small, Large och X-Large.

| Art.nr. | Beskrivning | Avd./Trpt.fp. |
|-------------|-------------------------|---------------|
| N781 | Small, 1,9 x 7,6 cm | 100 |
| N782 | Large, 2,5 x 12,7 cm | 100 |
| N783 | X-Large, 5 cm x 15,2 cm | 100 |

