

PCR-rör strips och kepsar

Leverantör: VWR Collection



PP. Passar alla vanliga PCR-apparater.

- ▶ Certifierat fri från DNase, RNase och mänskligt DNA
- ▶ Autoklaverbar
- ▶ Finns med plana eller välvda lock

Passar alla vanliga PCR-apparater.


- ▶ Certifierat fri från DNase, RNase och mänskligt DNA
- ▶ Autoklaverbar
- ▶ Finns med plana eller välvda lock

Available with domed or flat caps.

ORDER

PCR tube strip


VWR art.nr	Antal	Benämning	Färg	Volym	Förp.
732-1521P		8-tube strips for PCR, with detached domed cap strip	Klar	0,2 ml	250
732-0545P		PCR-strips med 8 rör med individuellt vidhängande, välvda lock	Klar	0,2 ml	120
732-0546P		PCR-strips med 8 rör med vidhängande, välvda lockstrips	Klar	0,2 ml	125
732-0552P		PCR-strips med 12 rör utan lock	Klar	0,2 ml	80
732-0554P		PCR-strips med 12 rör med separata lockstrips	Klar	0,2 ml	80
732-3609		8-tube strips for PCR, with individually attached, optically clear, flat caps	Blandade färger	0,2 ml	120

732-3485		8-tube strips for PCR, with separate domed cap strip	Klar	0,2 ml	125
----------	---	--	------	--------	-----




qPCR tube strip

VWR art.nr	Antal	Benämning	Färg	Volym	Förp.
732-1517P		8-tube strips for qPCR/PCR, without caps	Klar	0,2 ml	125

732-1520P		8-tube strips for qPCR/PCR, with detached flat cap strip	Klar	0,2 ml	250
-----------	---	--	------	--------	-----

211-0338P		Strips med 8 rör för realtids-PCR med individuellt vidhängande, optiskt genomskinliga, platta lock	Klar	0,2 ml	120
-----------	---	--	------	--------	-----



732-3610P		8-tube strips for qPCR, with separate flat 8-cap strip	Klar	0,2 ml	125
-----------	---	--	------	--------	-----




731-0367P		8-rörsremсор för qPCR med individuellt anslutna, optiskt transparenta platta lock och opaka vita brunnar	Vit	0,1 ml	120
-----------	--	--	-----	--------	-----




211-0381P		8-rörs PCR-strips för RT-PCR med individuellt anslutna, optiskt transparenta vidhängande platta lock	Klar	0,2 ml	125
-----------	---	--	------	--------	-----




732-3391P		8-tube strips for qPCR, without caps	Vit	0,2 ml	125
-----------	---	--------------------------------------	-----	--------	-----

211-0339P		Strips med 8 rör för realtids-PCR, låg profil, med individuellt vidhängande, optiskt genomskinliga, platta lock	Klar	0,1 ml	120
-----------	---	---	------	--------	-----




732-3499P		8-tube strips for qPCR, low-profile, with individually attached, optically clear, flat caps, break-apart	Klar	0,1 ml	120
-----------	---	--	------	--------	-----




732-3608P		8-tube strips for qPCR, with individually attached, optically clear, flat caps	Klar	0,2 ml	120
-----------	---	--	------	--------	-----





732-1506P		4-tube strips, for Qiagen Rotorgene, with caps	Ofärgad	-	250
-----------	---	--	---------	---	-----





732-3484P		8-tube strips for qPCR/PCR, without caps	Klar	0,2 ml	125
-----------	---	--	------	--------	-----




Cap strips onl

VWR art.nr	Antal	Benämning	Färg	Förp.
732-1518		8-kapsremсор för 0,2 ml rörremсор, kupolerade	Klar	125
732-1519P		8-kapsremсор för 0,2 ml rörremсор, platta	Klar	125
732-0553		12-kapsremсор för 0,2 ml rörremсор, kupolerade	Klar	80



732-0550		8-cap strips, domed	Klar	125
----------	---	---------------------	------	-----



SPECIFIKATIONER

Environmentally preferable	Sustainable Packaging, Low Manufacturing Impact
----------------------------	---