


## Inbäddningskassett med separat lock 1500 st/fp, Grön

Kassetterna har ett standardmått på 32x26x5 mm (innermått) och är framtagna för att passa i vanliga kassettskrivare på marknaden vad gäller storlek och konstruktion. Kassetten har raka kanter och en stor skrivyta anpassad efter 2D-koder med en vinkel på 45°.

Alla våra kassetter är tillverkade i en plast som är tålig mot förekommande kemikalier och med en egenvikt som förhindrar att kassetten flyter i vätskorna. De effektiva genomflödesöppningarna maximerar vätskeutbytet och garanterar korrekt dränering. Locken är i samma utförande.

### Pads

Padsen placeras i kassetten för att små vävnadsprover ej ska förloras vid dehydrering. Blötlägg gärna padsen före användning.



Kassettlock: 10-0145

Kassett II utan lock: 0123

Pads: 4041B