



# Nasal Saftey Silk

## Förformad trachealtub - extra mjuk

Trachealtub med cuff, extra mjuk, med ett öga, för nasalt bruk, tillverkad av PVC, atraumatisk spets, lågtryckscuff och genomgående röntgenlinje. Steril, för engångsbruk. Latex- och DEHP-fri.

Artikelnummer	Storlek mm	ID / YD mm	Längd mm	Avd.förp.
111782-030	3,0	3,0 / 5,3	140	10
111782-035	3,5	3,5 / 6,0	160	10
111782-040	4,0	4,0 / 6,3	185	10
111782-045	4,5	4,5 / 6,7	220	10
111782-050	5,0	5,0 / 7,3	235	10
111782-055	5,5	5,5 / 8,0	245	10
111782-060	6,0	6,0 / 8,7	260	10
111782-065	6,5	6,5 / 9,3	270	10
111782-070	7,0	7,0 / 10,0	280	10
111782-075	7,5	7,5 / 10,7	290	10
111782-080	8,0	8,0 / 11,3	300	10

Leverantör

**Teleflex**  
MEDICAL

### För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm  
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, [www.meteko.se](http://www.meteko.se)

2015-01