

Näsgrimmor

Ett sortiment av grimmor för vuxna, barn och nyfödda

Ett sortiment av produkter för vuxna, barn, och nyfödda. Finns tillgängligt med ett brett utbud av olika typer av prongar för att passa alla patientbehov. Alla oxygenslangar kommer med en flerkanalssdesign som tillåter syrgasen att flöda även om slangen är böjd.

Även tillgänglig i Satin


Det finns även näsgrimmor tillgängliga i Satin. Dessa grimmor är tillverkade av ett extra mjukt material som ger 20% mindre friktion på patientens ansikte och öron jämfört med standard näsgrimmor.

Form på prongar

Följande typer av prongar finns tillgängliga:


Böjd prong

Förbättrad anatomiska passform




Konisk prong

Saktar ner flödet av syrgasen




Böjd och konisk prong

Kombinerar fördelarna med båda



Rak prong



Tillgängliga med Ear Guards

Valet med Ear Guard ger ett mjukt silikonskumskydd som lätt kan justeras så att de sitter rätt och förebygger trauma på patientens öron.



Ftalatfria näsgrimmor

De ftalatfria näsgrimmorna är utformade för att få bort exponeringen av DEHP på förtidigt födda och nyfödda barn på intensivvårdsavdelningar och neonatalavdelningar.



Näsgromma för vuxna patienter

Artikelnummer	Benämning	Längd	Antal/fp
1161000	Näsgromma med rak prong och slang	1,8 m	50 st
1161004	Näsgromma med rak prong och slang	2,1 m	50 st
1162000	Näsgromma med rak prong och slang	5,0 m	20 st
1169000	Näsgromma med rak prong, headset och slang	0,5 m	100 st
1165000	Näsgromma med böjd prong och slang	1,8 m	50 st
1165030	Näsgromma med böjd prong och slang	2,1 m	50 st
1165003	Näsgromma med böjd prong och slang	5,0 m	40 st
1166000	Näsgromma med konisk prong och slang	1,8 m	50 st
1167000	Näsgromma med konisk/böjd prong och slang	1,8 m	50 st
1167030	Näsgromma med konisk/böjd prong och slang	2,1 m	50 st
1168000	Näsgromma med konisk/böjd prong, headset och slang	0,5 m	100 st
1161020	Näsgromma Satin med rak prong och slang	1,8 m	50 st
1161021	Näsgromma Satin med rak prong och slang	2,1 m	50 st
1165020	Näsgromma Satin med böjd prong och slang	1,8 m	50 st
1165021	Näsgromma Satin med böjd prong och slang	2,1 m	50 st
1165002	Näsgromma med Ear Guards med böjd prong och slang	2,1 m	50 st
1165003	Näsgromma med Ear Guards med böjd prong och slang	5,0 m	40 st

Näsgromma för barnpatienter

Artikelnummer	Benämning	Längd	Antal/fp
1163000	Näsgromma med böjd prong och slang, barn	2,1 m	50 st
1164000	Näsgromma med böjd prong och slang, neonatal	2,1 m	50 st

Ftaltrifria näsgromma för barnpatienter

Artikelnummer	Benämning	Längd	Antal/fp
1160000	Näsgromma med böjd prong och slang, ftaltrifri, prematur	2,1 m	50 st
1160001	Näsgromma med böjd prong och slang, ftaltrifri, neonatal	2,1 m	50 st
1160002	Näsgromma med böjd prong och slang, ftaltrifri, spädbarn	2,1 m	50 st



Svärdvägen 3A • 182 33 Danderyd
Tel: 08 514 306 00 • E-post: info@intersurgical.se

www.intersurgical.se