



Optimal användning

Utformad att hjälpa vid behandling av senruptur. Lättviktig, klar eller hudfärgad. Indikationer omfattar skador på fingertoppar och nagelbädd samt droppfinger. Förpackning om 12 st. för varje storlek.

Beställningsinformation

Plastic Finger Splints			
Artikelnummer	Längd	Diameter	Antal
79-72241	5,3 cm	1,5 cm	12 st
79-72242	5,2 cm	1,7 cm	12 st
79-72243	5,8 cm	1,9 cm	12 st
79-72244	6,3 cm	1,9 cm	12 st
79-72245	5,9 cm	1,9 cm	12 st
79-72246	6,1 cm	2,3 cm	12 st
79-72247	6,4 cm	2,3 cm	12 st
79-72248	6,3 cm	2,5 cm	12 st